

Manual de Instalación

Índice

1.	REQUERIMIENTOS DE SISTEMA	3
2.	INSTALACIÓN DE MYODONTO	4
2.1.	Registrarse por primera vez:	7
2.2.	Instalar MyOdonto en otra PC	10
3.	DESINSTALACIÓN DE MYODONTO.....	12

1. Requerimientos de sistema

Los requerimientos mínimos y recomendados de MyOdonto son los siguientes:

Requerimientos mínimos:

- **Procesador:** Procesador Pentium 3 a 1 GHz
- **Memoria RAM:** 512 MB de RAM
- **Disco duro:** Espacio disponible en disco rígido de 100 MB.
- **Sistema Operativo:** Microsoft Windows (XP / Vista / 7)
- **Red:** Conexión a internet de 2048 kbps de bajada y 512 kbps de subida

Requerimientos recomendados:

- **Procesador:** Procesador Dual Core o Superior
- **Memoria RAM:** 1 GB de RAM
- **Disco duro:** Espacio disponible en disco rígido de 1 GB
- **Sistema Operativo:** Microsoft Windows 7
- **Red:** Conexión a internet de 3072 kbps de bajada y 512 kbps de subida


2. Instalación de MyOdonto

La instalación de MyOdonto es muy sencilla, simplemente deberá seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a <http://myodonto.bluesoftit.net/>
2. Descargar MyOdonto presionando el botón **“Descargar”**. Automáticamente comenzara la descarga del instalador.




3. Una vez descargado, ejecutar el archivo **“SetupMyOdonto.msi”**




Comenzará la instalación de MyOdonto a través de un asistente como se muestra a continuación. Presione el botón “**Siguiente**” para continuar:




Presione nuevamente el botón “**Siguiente**” para comenzar la instalación:



Espere mientras se instala MyOdonto:



Una vez completada la instalación presione el botón "Cerrar":





Listo, una vez instalado MyOdonto encontrará en su escritorio el acceso directo como muestra la imagen.

Antes de comenzar a utilizar el sistema, simplemente deberá registrarse. Haga clic en el acceso directo “MyOdonto”.


2.1. Registrarse por primera vez:

Si usted no es cliente, deberá registrarse siguiendo los siguientes pasos:

Ejecutar el acceso directo “MyOdonto”. A continuación se desplegará la siguiente ventana. Seleccione la opción “Primera vez” y a continuación presione el botón “Siguiente”:



En esta ventana, se deberá registrar como nuevo cliente. Llene los campos y presione el botón “*Siguiente*”:




Importante:

1. Los campos marcados con “*” son obligatorios.
2. Ingrese un E-Mail **real**, ya que una vez presionado el botón siguiente, se le enviará información relevante:
 - Su número de cliente que será necesario para instalaciones en otras PCs.
 - Información donde encontrar los manuales para realizar los primeros pasos.
 - Información sobre el sistema de ayuda en línea para realizar preguntas e inquietudes.
 - Información de contacto.
3. El “*Password*” solicitado es para ingresar al sistema de ayuda en línea:
<http://www.bluesoftit.net/adm/index.php/>
4. Tendrá la posibilidad de seleccionar la licencia:
 - **De prueba:** que será por un periodo de 30 días.
 - **De pago:** donde podrá contratar MyOdonto. Por más información, consulte el manual para realizar pagos.

Una vez llenado los campos de registro y presionado el botón “*Siguiente*”, se abrirá MyOdonto para comenzar a utilizarlo. Consulte el manual de usuario para ver los primeros pasos de cómo utilizar MyOdonto.



Como se mencionó, le llegará un E-Mail al correo especificado en la pantalla de registro con el siguiente formato:



2.2. Instalar MyOdonto en otra PC

Si usted ya es cliente, podrá instalar MyOdonto en las PCs que usted desee.

Instalar MyOdonto en otra PC puede ser útil en caso de:

- Tener varias PCs en su clínica, y que cada una acceda a la misma información.
- Poder instalar MyOdonto en su hogar para chequear información, etc.

Para la instalación, es necesario el “*Número de Cliente*” que fue enviado a su E-Mail en el momento de registro.

Instale MyOdonto en otra PC como se explicó anteriormente, y siga los siguientes pasos:


1. Haga clic en el acceso directo “*MyOdonto*”.




2. Seleccione “*Ya soy cliente*” y a continuación el botón “*Siguiente*”:



3. Recuerde su número de cliente en el E-mail que fue enviado en el momento de registro:



4. Llene el campo “Nro de Cliente” con dicho número y presione el botón “Siguiente”:




5. Listo, se abrirá MyOdonto para comenzar a utilizarlo en otra PC:



3. Desinstalación de MyOdonto

Para desinstalar MyOdonto, puede hacerlo desde “*Panel de control / Agregar o quitar programas*”. Allí debe buscar MyOdonto en la lista de programas instalados es su PC.



Importante:

Una vez desinstalado MyOdonto, es de suma **importancia** que borre la carpeta “bluesoft” que se encuentra ubicado en el directorio C:\